

IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

typ Pencil-Point



Znieczulenie podpajęczynówkowe jest powszechnie stosowane do zabiegów operacyjnych szczególnie urologicznych i ortopedycznych. Igły podpajęczynówkowe używa się również do wykonywania diagnostycznych punkcji lędźwiowych.

Elementy zestawu:

- igła prowadząca
- igła podpajęczynówkowa, typ Pencil-Point

Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej [G]	Rozmiar igły podpajęczynówkowej PENCIL-POINT [G]	Długość igły podpajęczynówkowej PENCIL-POINT [mm]	Kolor nasadki
IPPW22G90	- - -	22	90	czarny
IPPW24G90	20	24	90	fioletowy
IPPW25G90	20	25	90	pomarańczowy
IPPW25G120	20	25	120	pomarańczowy
IPPW26G90	20	26	90	brązowy
IPPW26G120	20	26	120	brązowy
IPPW27G90	22	27	90	szary
IPPW27G120	22	27	120	szary

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: IPPW27G90.