

## IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

typ Standard (ostrze typu QUINCKE)



Znieczulenie podpajęczynówkowe jest powszechnie stosowane do zabiegów operacyjnych szczególnie urologicznych i ortopedycznych. Igły podpajęczynówkowe używa się również do wykonywania diagnostycznych punkcji lędźwiowych.

## Elementy zestawu:

- igła prowadząca
- standardowa igła podpajęczynówkowa (ostrze typ Quincke)

Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej [G]	Rozmiar igły podpajęczynówkowej STANDARD [G]	Długość igły podpajęczynówkowej STANDARD [mm]	Kolor nasadki
IPPS18G50	---	18	50	różowy
IPPS18G90	---		90	
IPPS19G50	---	19	50	kremowy
IPPS19G75	---		75	
IPPS19G90	---		90	
IPPS20G50	---	20	50	żółty
IPPS20G75	---		75	
IPPS20G90	---		90	
IPPS21G50	---	21	50	zielony
IPPS21G90	---		90	
IPPS22G50	---	22	50	czarny
IPPS22G75	---		75	
IPPS22G90	---		90	
IPPS23G90	---	23	90	niebieski
IPPS24G90	---	24	90	fioletowy
IPPS25G50	20	25	50	pomarańczowy
IPPS25G75			75	
IPPS25G90			90	
IPPS26G50	26	26	50	brązowy
IPPS26G90			90	
IPPS26G130			130	
IPPS27G90	22	27	90	szary
IPPS27G130		27	130	
IPPS29G90		29	90	

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: IPPS27G90.

Dostępność oraz parametry mogą ulec zmianie. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym spółki Balton.