

ZESTAW DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

typ Pencil-Point



Znieczulenie podpajęczynówkowe jest powszechnie stosowane w zabiegach chirurgicznych, zwłaszcza w zabiegach urologicznych, ginekologicznych i ortopedycznych. Zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych służy również do wykonywania diagnostycznych nakłuć lędźwiowych.

Elementy zestawu:

- igła PENCIL-POINT (ostrze typ Whitacre)
- igła prowadząca
- igła do znieczuleń 0,5 x 25 mm
- igła do podawania leków 0,9 x 40 mm
- strzykawka 2.5 ml
- strzykawka 5 ml

Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej [G]	Rozmiar igły podpajęczynówkowej PENCIL-POINT [G]	Długość igły podpajęczynówkowej PENCIL-POINT [mm]	Kolor nasadki
ZIPPW22G	- - -	22	90	czarny
ZIPPW24G	20	24	90	fioletowy
ZIPPW25G	20	25	90	pomarańczowy
ZIPPW25G120	20	25	120	pomarańczowy
ZIPPW26G	20	26	90	brązowy
ZIPPW26G120	20	26	120	brązowy
ZIPPW27G	22	27	90	szary
ZIPPW27G120	22	27	120	szary

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: ZIPPW27G.