

## ZESTAW DO DRENAŻU PRZEZSKÓRNEGO METODĄ DWUSTOPNIOWĄ



Wyrób składa się z katetera prostego lub „pigtail”, długiej igły z trokarem, prowadnika 0.035”, igły krótkiej, rozszerzacza, przedłużacza, kranika jednokierunkowego, igły dwuczęściowej, zacisku i kołnierza. Kateter wykonany jest z biologicznie obojętnego materiału widocznego w promieniach rentgenowskich. Rozmiar cewnika (w skali F) wraz z długością, rozmiar igieł i prowadnika podano na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

## Elementy zestawu:

- kateter prosty lub pigtail
- długa igła z trokarem
- prowadnik 0.035”
- igła krótka
- rozszerzacz
- przedłużacz
- kranik jednokierunkowy
- igła dwuczęściowa
- zacisk
- kołnierz

Numer katalogowy:	Rozmiar katetera [F]	Długość katetera [cm]	Typ katetera	Rozmiar igły dwuczęściowej [G]	Rozmiar rozszerzacza [F]	Długość rozszerzacza [cm]
ZPDA6F	6	26	pigtail	18	6	18
ZPDA6FP			prosty		6	
ZPDA9F	9		pigtail	15	9	
ZPDA9FP			prosty		9	
ZPDA12FP	12		pigtail	12		
ZPDA12F	12		prosty	12		
ZPDA14F	14		prosty	14		
ZPDA14FP			pigtail	14		
ZPDA16F	16		prosty	16		

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy, np.: ZPDA12F.